


 **Prife**
International

iTeraCareTM 



@iteracare-br



@iteracarebrasil





ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE MÉDICAS

- 1** Os dispositivos iTeraCare não são dispositivos médicos.
- 2** Não afirmem que podem curar qualquer doença ou enfermidade, como câncer, diabetes, derrame etc.
- 3** Não introduza os dispositivos iTeraCare como produtos destinado a complementar terapias ou medicamentos.
- 4** Os membros serão responsáveis pelas suas declarações, depoimentos / anúncios em qualquer mídia social ou outras plataformas após usar dispositivos iTeraCare.
- 5** Todas as declarações / depoimentos compartilhados pelos membros via qualquer mídia social ou outras plataformas, refletem apenas as opiniões desses membros e não representam a visão da Prife International.
- 6** A Prife International não será responsável por ações, deturpações ou negligência de nossos membros que são Distribuidores Independentes.
- 7** A Prife International reserva-se o direito de suspender qualquer conta de membro que viole o acima exposto, independente de nossa investigação.





Índice

Diretrizes de uso	1
Técnica básica de utilização dos 10 pontos	2
Estimular células-tronco	3
Ativação de diferentes órgãos	
Ouvidos	4
Mãos	5
Pés	6
Dor nas costas	7
Catarata, Olhos Secos e Glaucoma (Problemas de Visão)	8
Doença cardíaca	9
Ombro congelado	10
Embelezamento Facial	11
Tosse, resfriados, gripe, asma e bronquite	12
Febre e infecções	13
Problema de mama	14
Problema gastrointestinal.....	15
Órgãos sexuais masculinos e femininos	16
Problema de hemorroidas	17



Índice

Sono - Problema de Insônia	18
Hipertireoidismo	19
Pressão alta	20
Diabetes	21
Problema de cabelo	22
Rinite/Problema Nasal	23
Dor de dente/ Úlcera oral	24
Inflamação das Amígdalas	25
Varizes	26
Dor nas articulações reumáticas	27
Obesidade, perda de peso e umidade	28
Hemiplegia	29
Para expulsar o frio e a umidade	30
Energizando o Rim e o Yang	31
Guia de terapia sobre como otimizar resultados	32



NÃO É RECOMENDADO PARA PESSOAS QUE SÃO / TÊM...



GRÁVIDA
MENSTRUÇÃO



STENT EM CORAÇÃO



LENTE IMPLANTADA
DENTRO DO OLHO



FERIDAS ABERTAS
OSSOS FRATURADOS



OBJETOS IMPLANTADOS

TÉCNICA BÁSICA DE UTILIZAÇÃO DOS 10 PONTOS

**AQUEÇA O CORPO. SIGA OS PASSOS DE 1 A 10.
SOPRAR CADA PARTE POR CERCA DE 2 A 3 MINUTOS**



Beba 2 copos de
Água morna



1 Palma da mão



2 Sola dos pés



3 Atrás dos
joelhos



4 Virilha



5 Axila



6 Pescoço



7 Superior costa



8 Cabeça
(Soprar p/baixo)



9 Cóccix



10 Espinha dorsal



Beba mais 2 copos
água morna


O dispositivo iTeraCare também pode ser soprado na cabeça, rosto, membros do corpo e áreas doloridas.



PULE O Nº 8 PARA USUÁRIOS COM PRESSÃO ARTERIAL ALTA



SOPRAR NA COLUNA SUBINDO E DESCENDO
POR 15 A 30 MINUTOS





ATIVAÇÃO DE DIFERENTES ÓRGÃOS

SOPRAR POR 2 MINUTOS EM CADA OUVIDO EM
MOVIMENTOS CIRCULARES

Limpeza de Pontos Meridianos

TABELA DE REFLEXOLOGIA AURICULAR





MÃOS


5

ATIVAÇÃO DE DIFERENTES ÓRGÃOS

SOPRAR POR 2 MINUTOS EM CADA MÃO EM
MOVIMENTOS CIRCULARES

Limpeza de Pontos Meridianos

TABELA DE REFLEXOLOGIA DAS MÃOS






ATIVAÇÃO DE DIFERENTES ÓRGÃOS

SOPRAR POR 2 MINUTOS EM CADA PÉ EM
MOVIMENTOS CIRCULARES

Limpeza de Pontos Meridianos

TABELA DE REFLEXOLOGIA PODAL

Mapa de Reflexologia dos Pés





SOPRAR POR 15 A 20 MINUTOS DE TERAPIA

1

SOPRAR NA COLUNA
PARA CIMA E PARA BAIXO
DE 2 A 3 MINUTOS

É OPCIONAL, MAS
RECOMENDADO

2

USE OS MINUTOS
REstantes SOBRE A DOR
NAS COSTAS AFETADA.

SE VOCÊ COMEÇAR NO SENTIDO
HORÁRIO, TERMINE NO SENTIDO
HORÁRIO .



CATARATA, OLHOS SECOS E GLAUCOMA (PROBLEMAS DE VISÃO)


08

SOPRAR POR 15 A 20 MINUTOS DE TERAPIA

1

SOPRAR NA COLUNA PARA
CIMA E PARA BAIXO DE 2 A 3
MINUTOS

É OPCIONAL, MAS
RECOMENDADO



2

SOPRAR NA ÁREA DO
ESTÔMAGO POR 3 MINUTOS



3

USE OS MINUTOS RESTANTES
PARA AMBOS OS OLHOS




**NÃO SOPRAR SE ESTIVER
COM LENTES DE CONTATO**



SOPRAR POR 20 A 30 MINUTOS DE TERAPIA

1

SOPRAR NA COLUNA PARA CIMA
E PARA BAIXO POR 2 A 3 MINUTOS
É OPCIONAL, MAS
RECOMENDADO



2

SOPRAR NAS COSTAS EM
MOVIMENTO CIRCULAR E
HORIZONTAL PARA OS
MINUTOS RESTANTES.



SOPRAR POR 15 A 20 MINUTOS DE TERAPIA

1

SOPRAR NA COLUNA PARA
CIMA E PARA BAIXO POR
2 A 3 MINUTOS
É OPCIONAL, MAS
RECOMENDADO

2

SOPRAR SOBRE OS OMBROS
AFETADOS.
SE VOCÊ COMEÇAR NO SENTIDO
HORÁRIO, TERMINE NO SENTIDO
HORÁRIO.





EMBELEZAMENTO FACIAL 11

SOPRAR DE 5 A 10 MINUTOS PARA CIMA E EM
MOVIMENTO CIRCULAR

APÓS SOPRAR EM SEU
ROSTO, VOCÊ PODE
APLICAR SEU CREME
FACIAL OU HIDRATANTE





TOSSE, RESFRIADOS, GRIPE, ASMA E BRONQUITE

12

SOPRAR DE 5 A 10 MINUTOS
MOVIMENTO CIRCULAR

SOPRAR NA BOCA
E INALAR O AR POR
5 MINUTOS



SOPRAR NAS ÁREAS
PULMONARES (ÁREA DO
PEITO) POR 10 MINUTOS

SOPRAR EM AMBOS
LADOS DO PESCOÇO
POR 5 MINUTOS





FEBRE E INFECÇÕES

13

SOPRAR DE 5 A 10 MINUTOS
MOVIMENTO CIRCULAR

SOPRAR NA PARTE
ATRÁS DA CABEÇA E
DA COLUMNA POR 5
MINUTOS CADA.



SOPRAR EM AMBAS AS
MÃOS POR 2
MINUTOS



SOPRAR EM
AMBAS AS
SOLAS POR
2 MINUTOS



SOPRAR NAS
ÁREAS PULMONARES
POR 5 MINUTOS



SOPRAR DE 5 A 10 MINUTOS MOVIMENTO CIRCULAR

SOPRAR NAS ÁREAS
DAS AXILAS POR 5
MINUTOS CADA



SOPRAR NAS ÁREA
DAS MAMAS POR 5
MINUTOS CADA



SOPRAR NAS
ESCÁPULAS POR 5
MINUTOS CADA



CÓLICA, DOR NO ESTÔMAGO E CONSTIPAÇÃO

SOPRAR NA ÁREA DO
ABDÔMEN
POR 10 MINUTOS EM
MOVIMENTO CIRCULAR




SOPRAR NO LADO DIREITO DA
PARTE INFERIOR DAS COSTAS
ABAIXO DAS OMOPLATAS POR
10 MINUTOS


ÓRGÃOS SEXUAIS MASCULINOS E FEMININOS

16

PROBLEMAS DE PRÓSTATA E GINECOLÓGICOS



ÁREA DO PERÍNEO
POR 10 MINUTOS



ÁREA DO ÂNUS E
PARTE INFERIOR
DAS COSTAS POR
2 MINUTOS CADA



SOPRAR
DIRETAMENTE
POR 2
MINUTOS

PROBLEMA DE HEMORROIDAS

17

SOPRAR DE 2 A 10 MINUTOS
MOVIMENTO CIRCULAR

ÁREA DO ÂNUS
POR 10 MINUTOS



SOPRAR EM AMBAS AS
MÃOS POR 2 MINUTOS

ÁREA SUPERIOR E
INFERIOR DAS COSTAS
POR 5 MINUTOS



SOPRAR EM AMBAS AS
SOLAS POR 2 MINUTOS



SOPRAR DE 2 A 10 MINUTOS MOVIMENTO CIRCULAR



ÁREA SUPERIOR DA FACE
POR 10 MINUTOS

ATRÁS DA CABEÇA
POR 10 MINUTOS



SOPRAR A
COLUNA
VERTEBRAL
POR 15 MINUTOS



HIPERTIREOIDISMO

19

SOPRAR POR 10 MINUTOS
MOVIMENTO CIRCULAR



SOPRAR NO PESCOÇO
E NO LADO DO
PESCOÇO POR 10
MINUTOS

SOPRAR NO MEIO
DAS COSTAS POR
10 MINUTOS



SOPRAR NA
ÁREA DO FÍGADO
POR 10 MINUTOS



PRESSÃO ALTA

20

SOPRAR DE 2 A 10 MINUTOS MOVIMENTO CIRCULAR



SOPRAR A COLUMNA VERTEBRAL
DE CIMA PARA BAIXO
POR 10 MINUTOS



SOPRAR OS BRAÇOS DE
CIMA PARA BAIXO POR 5
MINUTOS



SOPRAR EM AMBAS AS MÃOS
POR 2 MINUTOS



SOPRAR EM AMBAS AS SOLAS
POR 2 MINUTOS



DIABETES

21

SOPRAR DE 2 A 10 MINUTOS MOVIMENTO CIRCULAR



SOPRAR EM AMBAS AS
MÃOS POR
2 MINUTOS



SOPRAR EM AMBAS
AS SOLAS POR
2 MINUTOS



SOPRAR OS
BRAÇOS
DE CIMA
PARA
BAIXO
POR 5
MINUTOS



SOPRAR NA ÁREA DO
BAÇO POR 10 MINUTOS



SOPRAR DE 2 A 15 MINUTOS MOVIMENTO CIRCULAR



SOPRAR NO PESCOÇO
POR 2 MINUTOS



SOPRAR NAS
COSTAS INTEIRA
POR 2 MINUTOS



SOPRAR NA ÁREA
DOS RINS POR 2
MINUTOS CADA



SOPRAR NA ÁREA DO
ESTÔMAGO POR 2
MINUTOS



SOPRAR NA ÁREA
DO BAÇO POR 2
MINUTOS



SOPRAR NA CABEÇA
POR 15 MINUTOS

RINITE / PROBLEMA NASAL 23

SOPRAR DE 2 A 15 MINUTOS
MOVIMENTO CIRCULAR



SOPRAR NO
PESCOÇO POR 2-3
MINUTOS



SOPRAR SOBRE AS ÁREAS
PULMONARES ANTERIOR E
POSTERIOR. (ÁREA DO PEITO)
POR 2-3 MINUTOS



SOPRAR AO REDOR DO
NARIZ POR 15 MINUTOS

DOR NO DENTE / ÚLCERA ORAL

24

SOPRAR DE 2 A 15 MINUTOS
MOVIMENTO CIRCULAR



SOPRAR NO
PESCOÇO POR
2-3 MINUTOS



SOPRAR SOBRE AS ÁREAS
PULMONARES ANTERIOR E
POSTERIOR. (ÁREA DO PEITO)
POR 2 MINUTOS



SOPRAR NA ÁREA DA DOR DE DENTE/
ÚLCERA POR 15 MINUTOS

INFLAMAÇÃO DAS AMÍGDALAS (DOR DE GARGANTA)

25

SOPRAR DE 2 A 15 MINUTOS
MOVIMENTO CIRCULAR



SOPRAR NOS OMBROS
POR 2-3 MINUTOS



SOPRAR NO
PESCOÇO POR
2-3 MINUTOS



SOPRAR DIRETO NA GARGANTA.
SOPRAR E AFASTAR, POR 15
MINUTOS

DURANTE O PROCESSO, SE VOCÊ TIVER
FEBRE E CORRIMENTO NASAL, SAIBA QUE É
UM EFEITO CURATIVO NORMAL.

CONTINUE A TERAPIA.



VARIZES

26

SOPRAR DE 2 A 15 MINUTOS
MOVIMENTO CIRCULAR



SOPRAR EM AMBAS
AS MÃOS POR 2
MINUTOS



SOPRAR EM
AMBAS AS SOLAS
POR 2 MINUTOS

SOPRAR EM TODA AS COSTAS
(MAIS NOS NERVOS PRINCIPAIS
E ÁREAS PULMONARES)
POR 2 MINUTOS



SOPRAR NAS
VARIZES POR
15 MINUTOS



COCEIRA E PRESENÇA DE BOLHAS SÃO SINAIS DOS
EFEITOS DA MELHORA.



DOR REUMÁTICA NAS ARTICULAÇÕES

27

SOPRAR DE 2 A 15 MINUTOS
MOVIMENTO CIRCULAR



SOPRAR EM AMBAS
AS MÃOS POR
2 MINUTOS



SOPRAR EM AMBAS
AS SOLAS
2 MINUTOS

SOPRAR NAS COSTAS
INTEIRAS POR
2 MINUTOS



SOPRAR EM TODAS AS ARTICULAÇÕES
E NAS ARTICULAÇÕES DOLORIDAS)
POR 15 MINUTOS

SE BOLHAS APARECEREM E A DOR AUMENTAR, ISSO
SIGNIFICA QUE HÁ UM EFEITO DE MELHORIA.



OBESIDADE, PERDA DE PESO E UMIDADE

28

SOPRAR DE 2 A 10 MINUTOS
MOVIMENTO CIRCULAR



SOPRAR EM AMBAS AS
MÃOS POR 2 MINUTOS



SOPRAR EM AMBAS
AS SOLAS POR 2
MINUTOS CADA

SOPRAR NAS COSTAS
INTEIRA (MAIS SOBRE O
BAÇO, ESTÔMAGO,
FÍGADO E ÁREA DA
VESÍCULA BILIAR)
POR 10 MINUTOS



SOPRAR NA
FRENTE DO
UMBIGO POR
10 MINUTOS

SOPRAR EM
AMBAS AS COXAS
POR 10 MINUTOS





HEMIPLEGIA (Paralisa de um lado do corpo)

29

SOPRAR DE 2 A 15 MINUTOS
MOVIMENTO CIRCULAR



SOPRAR EM AMBAS
AS MÃOS POR
2 MINUTOS



SOPRAR EM
AMBAS AS SOLAS
POR 2 MINUTOS

SOPRAR
OS ANTEBRAÇOS POR
2 MINUTOS CADA



SOPRAR NAS
PERNAS POR 2
MINUTOS



SOPRAR NA CABEÇA E
ATRÁS DA CABEÇA
POR 10 MINUTOS



SOPRAR NOS MERIDIANOS
(VC E VG)
POR 10 MINUTOS



PARA EXPULSAR O FRIO E A UMIDADE

30

SOPRAR DE 2 A 15 MINUTOS
MOVIMENTO CIRCULAR



SOPRAR EM AMBAS
AS MÃOS POR
2 MINUTOS



SOPRAR EM AMBAS
AS SOLAS POR
2 MINUTOS

SOPRAR NAS COSTAS INTEIRA
(MAIS SOBRE O BAÇO,
ESTÔMAGO, FÍGADO E ÁREA DA
VESÍCULA BILIAR)
POR 15 MINUTOS



SOPRAR NA REGIÃO
DO UMBIGO
10 MINUTOS

SOPRAR DE 2 A 15 MINUTOS MOVIMENTO CIRCULAR



SOPRAR EM AMBAS
AS MÃOS POR
2 MINUTOS



SOPRAR EM AMBAS
AS SOLAS POR
2 MINUTOS

SOPRAR NAS
COSTAS (FOCO
NO CENTRO E
ÁREAS DOS RINS)
POR 15 MINUTOS



SOPRAR NA
REGIÃO DO UMBIGO
POR 10 MINUTOS

GUIA SOBRE COMO OTIMIZAR OS RESULTADOS

Seguir este guia lhe dará os melhores resultados

BEBA 2 COPOS DE ÁGUA NATURAL ENERGIZADA

1

Antes e depois da terapia. Para aqueles que não podem beber a quantidade recomendada de uma vez, eles podem beber um pouco durante a sessão e mais após a sessão. Você pode adicionar uma pitada de sal natural (de sal do Himalaia, sal celta ou sal marinho) à água.



2

PARA AS 3 PRIMEIRAS TERAPIAS

siga as etapas para "Técnica Básica de Uso de 10 Pontos" para introduzir lentamente a frequência

THZ em seu corpo. Isso ajudará a limpar bloqueios no corpo e abrir pontos meridianos. Passe cerca de 20 minutos seguindo estas etapas em todo o corpo.



3

CONCENTRE-SE EM ÁREAS DESCONFORTÁVEIS

ou áreas que você deseja controlar e ativar a geração celular e a eliminação de células ruins. 5-15 minutos por área são recomendados.



4

NUNCA SOPRE EM ÁREA

onde há hemorragias, feridas abertas, cortes ou queimaduras; ou em áreas onde as células cancerígenas estão próximas ao sangue e causam sangramento. Isso pode causar mais dor e reações indesejadas.



GUIA SOBRE COMO OTIMIZAR OS RESULTADOS

Seguir este guia lhe dará os melhores resultados

ESTÁ TUDO BEM CONTINUAR SEUS REMÉDIOS

5

E tome seus suplementos enquanto usa o dispositivo iTeraCare. Depois de observar um progresso significativo, você deverá consultar seu médico para possíveis mudanças.



CARREGANDO SEU CHÁ, SUCO DE FRUTA NATURAL

6

Os sucos de detox são perfeitos para aumentar o efeito de desintoxicação e os nutrientes no corpo. Nunca carregue bebidas carbonatadas em recipiente de plástico e metal. (Prefira somente de vidro)



RECOMENDAMOS UM TOTAL DE 15-30 MINUTOS DE TERAPIA POR DIA,

7

que pode ser tudo o que é necessário para indivíduos saudáveis. Aqueles com problemas de saúde não devem usá-lo por mais de 2 horas por dia, seja em uma única sessão ou em várias sessões. Recomenda-se que você faça uma pausa de 3 dias todos os meses ou 1 dia por semana durante o uso contínuo deste dispositivo. A quebra é importante para que as células do corpo não se tornem dessensibilizadas à frequência e respondam de forma menos otimizada.



GUIA SOBRE COMO OTIMIZAR OS RESULTADOS

Seguir este guia lhe dará os melhores resultados

DEPOIS DE PASSAR POR UMA CRISE DE CURA

8

Recomendamos mudar seu estilo de vida para um ambiente mais saudável. Descansar o suficiente, beber até 4 litros de água por dia, garantir uma nutrição adequada, praticar exercícios, receber luz solar e a prática da respiração deve ser seguida durante o processo de cicatrização. Reduza o uso do dispositivo para 50% do tempo normal. Por exemplo, a partir de 30 minutos, reduza para 15 minutos até se sentir bem novamente.



9

DEPOIS DE ATINGIR SUA META DE SAÚDE

Minimize o uso prolongado regular do dispositivo. Usá-lo por 5-10 minutos por dia é perfeito. Faça uma pausa de vez em quando. Mas não pare de beber muita água energizada.



10

TIRANDO A ROUPA DURANTE A TERAPIA

é altamente recomendado para maximizar o efeito de calor do iTeraCare no corpo.



11

**NUNCA COMA CARNE
CRUA E ALIMENTOS FRIOS**
dentro de 4 horas após a terapia



GUIA SOBRE COMO OTIMIZAR OS RESULTADOS

Seguir este guia lhe dará os melhores resultados

NÃO TOME BANHO DENTRO DE 4 HORAS

12

após a terapia. Sugerimos tomar um banho primeiro e depois fazer a terapia imediatamente para maximizar o efeito. Evite usar um ventilador elétrico e um ar-condicionado diretamente em você dentro de 4 horas após o ataque também. Estes serão contra eficazes para o seu objetivo de saúde.



13

APROVEITE A JORNADA DE CURA:

Nunca se preocupe e sempre seja alegre, pois dentro de você está o poder de se curar. Deixe este dispositivo ajudar a desbloquear esse poder de cura!



iTeraCareTM 

