



GUIA DE SOPRO DO DISPOSITIVO

SIGA ABORDAGEM TCM

iTera - Classic Plus



TECNOLOGIA
AVANÇADA



TERAPIA
INTEGRATIVA



PRECISÃO E
EFICIÊNCIA



BEM-ESTAR
NATURAL



ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE MÉDICAS

- 1 Os dispositivos iTeraCare não são dispositivos médicos.
- 2 Não afirmem que podem curar qualquer doença ou enfermidade, como câncer, diabetes, derrame etc.
- 3 Não introduza os dispositivos iTeraCare como produtos destinados a complementar terapias ou medicamentos.
- 4 Os membros serão responsáveis pelas suas declarações, depoimentos e anúncios em qualquer mídia social ou outras plataformas após usar dispositivos iTeraCare.
- 5 Todas as declarações / depoimentos compartilhados pelos membros via qualquer mídia social ou outras plataformas, refletem apenas as opiniões desses membros e não representam a visão da Prife International.
- 6 A Prife International não será responsável por ações, deturpações ou negligência de nossos membros que são Distribuidores Independentes.
- 7 A Prife International reserva-se o direito de suspender qualquer conta de membro que viole o acima exposto, independente de nossa investigação.



PROTOCOLO DE USO

iTeraCare^W

Aqueça o corpo e sobre do passo 1 ao 10 em cada área por cerca de 2-3 minutos.



Antes de iniciar: beba 2 copos de água morna.

1 Palmas



2 Sola dos pés



3 Atrás dos joelhos



4 Virilha




5 Axila



6 Linfa



7 Cervical



8 Topo da Cabeça



9 Bumbum



10 Sobre para baixo



Ao finalizar: beba mais 2 copos de água morna.



 **Prife**

Bem-estar que *transforma*.

PRECAUÇÕES DE USO PARA PESSOAS QUE SÃO/TÊM...



NÃO SOPRE DIRETAMENTE



**GRÁVIDA /
MENSTRUÇÃO**

NÃO SOPRE DIRETAMENTE



STENT NO CORAÇÃO

NÃO SOPRE DIRETAMENTE



**DENTRO DO OLHO E
LENTE IMPLANTADA**

NÃO SOPRE DIRETAMENTE



**FERIDAS ABERTAS /
OSSOS FRATURADOS**

NÃO SOPRE DIRETAMENTE



OBJETOS IMPLANTADOS

O bloqueio é um dos **PRINCIPAIS** **FATORES** **DE DOENÇA***

Bloqueio = Dor

*O bloqueio da circulação de energia é a principal causa da dor.

*na Medicina Tradicional Chinesa



INFLAMAÇÃO



Problemas de saúde



iTeraCare

APARELHO DE TERAPIA DE FREQUÊNCIA



Um produto revolucionário que irá
AJUDAR NA SUA SAÚDE.



Benefícios da tecnologia



Energia

Terahertz

Ressoa com nossas células, ativando células saudáveis e dormentes. ATIVA o poder de AUTO CURA do seu corpo para que ele possa eliminar células ruins, mutantes e radicais livres.



Energia

Quântica

Gera energia quântica que ENERGIZA nossas células, equilibra os sistemas corporais, FORTALECE o corpo, produz energia de CURA e penetra mais profundamente nos órgãos vitais.



Óptico

Quartzo

AMPLIFICA a frequência gerada pelo dispositivo. Feito com centenas de ingredientes minerais exclusivos. Este componente principal é produzido por meio de tecnologia de moldagem em alta temperatura, atingindo quase 2000 graus Celsius. IMITA 1/40 da energia da LUZ SOLAR. FORTALECE os campos áuricos do corpo.

O que é iTeraCare?

Dispositivos com uma combinação de
Tecnologia Terahertz e terapia de calor

Por que o guia de sopro
seguinto a abordagem da MTC?



A MTC é reconhecida
pela Organização
Mundial da Saúde.



É simples e fácil
de ser duplicado



iTera - Pro



iTera Care



iTera Classic Plus

- E são mais de

365

**centros de acupuntura,
pontos nesses canais meridianos.**


Esses pontos são importantes
para serem estimulados para que
a **energia flua continuamente**
no corpo humano.

TEORIAS DA MTC

De acordo com os conceitos da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), existem **12 + 2 canais meridianos** principais (caminhos) no corpo humano, por onde a energia vital flui continuamente para nutrir cada célula.



- Quando a energia vital está bloqueada, os sintomas podem se manifestar.



EXEMPLOS DE PONTOS E MERIDIANOS



FACE



MÃO



PÉ



PESCOÇO

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| ● Pulmão (P) | ● Rim (R) |
| ● Intestino Grosso (IG) | ● Pericárdio (PC) |
| ● Estômago (E) | ● Triplo Aquecedor (TA) |
| ● Baço-Pâncreas (BP) | ● Vesícula Biliar (VB) |
| ● Coração (C) | ● Fígado (F) |
| ● Intestino Delgado (ID) | ● Du Mai (Vaso Governador) |
| ● Bexiga (B) | ○ Ren Mai (Vaso Concepção) |



CONCEITO DA MEDICINA TRADICIONAL CHINESA


VASO GOVERNADOR OU MERIDIANO DU

(MERIDIANO YANG)


PERCURSO

O Meridiano Du percorre a linha média posterior do corpo, desde o períneo até o topo da cabeça.

— Trajeto do meridiano
→ Direção do fluxo



Detalhe da cabeça e pescoço



Armazena, mantém e movimenta a **energia Yang** no corpo, afetando todos os meridianos Yang, especialmente o **Yang dos rins**.


VASO DA CONCEPÇÃO OU MERIDIANO REN

(MERIDIANO YIN)


PERCURSO

O Meridiano Ren percorre a linha média anterior do corpo, desde o períneo até o lábio inferior.

— Trajeto do meridiano
→ Direção do fluxo



Região inguinal:
conexão e direção
dos vasos linfáticos



Facilita a menstruação e a fertilidade, regula a menstruação, os fluidos corporais e o sangue, sendo especialmente importante para o **útero e a menstruação**.





PONTOS DE ACUPUNTURA

Pequenos pontos que promovem grandes benefícios para o equilíbrio do corpo e da mente.

3

GV20

(Ponto da longevidade)



Localizado no topo da cabeça, na linha média. Tradicionalmente associado à vitalidade, clareza mental e longevidade.

4

GV14



Na MTC, é utilizado para ajudar em casos de febre, tosse, dores nos ombros e nas costas, fadiga e para aliviar vômitos.

5

Drenagem linfática



Ponto utilizado para estimular o sistema linfático, contribuindo para a redução de inchaços, toxinas e retenção de líquidos.



A acupuntura atua de forma natural e integrativa, promovendo saúde, bem-estar e equilíbrio.



A acupuntura é uma prática da Medicina Tradicional Chinesa. Procure sempre um profissional qualificado.



PONTOS DE ACUPUNTURA

8. BL40



Ajuda a facilitar a mobilidade das articulações, incluindo a parte superior do corpo, a região lombar e todos os membros.

9. KI1



Para insônia.





PONTOS DE ACUPUNTURA

Aplicações tradicionais para bem-estar e equilíbrio do corpo.

8. BL40



Ajuda a facilitar a mobilidade das articulações, incluindo a parte superior do corpo, a região lombar e todos os membros.

9. KI1




Indicado tradicionalmente para insônia.

PONTOS DE ACUPUNTURA


Aplicações tradicionais para bem-estar e equilíbrio do corpo.

6. Vaso Governador




Pontos ao longo da linha média posterior, tradicionalmente associados ao equilíbrio energético do corpo.

7. GV1



Ponto localizado na base da coluna, apresentado aqui de forma educativa e esquemática.

Pericárdio e Meridiano do Coração



1. PC8

Ponto localizado na palma da mão, tradicionalmente associado ao equilíbrio energético e ao relaxamento.



Pode ajudar a **fortalecer** o coração e **acalmar** a mente.



Pode ajudar a **aliviar** a sensação de aperto no peito.



Ajuda em **desconfortos** nos membros, rigidez do ombro, limitação dos braços e síndrome do túnel do carpo.



A estimulação dos pontos PC8 e HT1 ao mesmo tempo pode auxiliar na **melhora da insônia**.



2. HT1

Ponto tradicionalmente relacionado ao alívio de tensões na região peitoral, ombro e braço.




MERIDIANOS ENERGÉTICOS

Pulmão, Pericárdio e Coração




MERIDIANO DO PULMÃO



Auxilia nos problemas respiratórios e pode contribuir para aliviar desconfortos como enxaqueca, dor de dente e dor no pescoço.




MERIDIANO DO PERICÁRDIO



Auxilia em palpitações, dores de cabeça, no equilíbrio do fígado e do qi, dor de estômago, regulação da pressão arterial e dores nas extremidades superiores.




MERIDIANO DO CORAÇÃO



Auxilia nas doenças cardiovasculares, doenças coronárias, angina no peito e outros desconfortos relacionados.

MERIDIANO DO ESTÔMAGO

Canal energético



Tradicionalmente associado ao auxílio em desconfortos como dor de estômago, flatulência, vômito, diarreia, dor de dente, dor de garganta e outros desequilíbrios.

Na Medicina Tradicional Chinesa, está relacionado à **harmonização do baço e do estômago** e ao **suporte do qi e do sangue**.

MERIDIANOS DA VESÍCULA BILIAR E DA BEXIGA

Canais energéticos



Canal Meridiano da Vesícula Biliar




Tradicionalmente associado ao auxílio em desconfortos como **gosto amargo na boca, alterações nos olhos, malária** e outros desequilíbrios.

Também pode ser relacionado a **cãibras nas pernas, desconfortos digestivos e pé de atleta.**



Canal Meridiano da Bexiga



Tradicionalmente associado ao auxílio em questões dos **sistemas reprodutivo e urinário, respiratório, circulatório e digestivo**, além de **desconfortos lombares, sensação de frio e secreções quentes.**




MERIDIANO DO BAÇO

Canal energético




Tradicionalmente associado ao auxílio em desconfortos gástricos, questões ginecológicas e desequilíbrios relacionados ao sistema digestivo.

Na Medicina Tradicional Chinesa, está relacionado à **harmonização do baço e da umidade**, com suporte ao **sistema gástrico** e ao **fluxo do qi e do sangue**.




Navio Governador ou Du Meridiano (Meridiano Yang)



Armazena, mantém e movimenta a energia Yang no corpo, afetando todos os meridianos Yang (especialmente o Yang dos rins).

Vaso da Concepção ou Meridiano Ren (Meridiano Yin)



Facilita a menstruação e a fertilidade, regula a menstruação, os fluidos corporais e o sangue (especialmente importante para o útero e a menstruação).

Meridiano do Pulmão

(Meridiano Yin)



Ajuda no tratamento de problemas respiratórios, enxaqueca, dor de dente e dor no pescoço.


Meridiano do Pericárdio (Meridiano Yin)



Ajuda no tratamento de palpitações, dores de cabeça, dor de estômago, pressão arterial desregulada e dores nas extremidades superiores. Também pode auxiliar no equilíbrio do qi.

Meridiano do Coração

(Meridiano Yin)



Ajuda no tratamento de
doenças cardiovasculares,
doenças coronárias e
angina no peito.

Canal Meridiano do Intestino Grosso




Ajuda no tratamento de doenças intestinais e estomacais, além de possuir propriedades que auxiliam na dissipação de resfriados e na redução de inchaços. Também pode contribuir para regular dores no braço e no abdômen, a distensão abdominal e dores nas extremidades superiores.

Canal Meridiano do Intestino Delgado



Ajuda no tratamento de problemas nos ouvidos, olhos e ombros, favorecendo o relaxamento dos tendões, o aumento de fluidos, a limpeza dos olhos e o alívio de dores agudas na região da cintura.

Canal Meridiano do Triplo Aquecedor



Ajuda no tratamento de sintomas como perda auditiva, dor no canto do olho, dor na mandíbula ou no braço. Pode auxiliar no alívio dos primeiros sintomas da gripe, no tratamento da febre exógena, na melhora da audição e da visão e no alívio de dores de cabeça.



PARCERIA QUE GERA RESULTADOS

Confiança, conexão e crescimento.



CONFIANÇA
Relações sólidas
que geram valor.



CONEXÃO
Parcerias que
transformam ideias
em oportunidades.



CRESCIMENTO
Soluções que impulsionam
resultados e constroem
o futuro.